



## Самолигирующие брекеты

discovery® sl/ Ассортимент

Roth 18/22

страница 46

discovery® sl 2.0 / Ассортимент

McLaughlin-Bennett-Trevisi 22

страница 47

Инструменты

страница 48

Консультативная поддержка

страница 49

\* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.




### FDI-System

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38		

# Самолигирующие брекеты

Самые миниатюрные sl брекеты в мире



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■**
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки| Дуги| Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы| Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Самолигирующие брекететы.

*discovery*<sup>®</sup> *sl* & *discovery*<sup>®</sup>  
*sl 2.0*


Самые миниатюрные sl брекететы в мире.

**Оптимальное лечение с прекрасным результатом.**

Самолигирующая система брекетов discovery<sup>®</sup> sl обеспечивает эффективное лечение, невероятную простоту и надежность использования, а также очень высокий уровень комфорта лечения. Брекеты discovery<sup>®</sup> sl являются самыми маленькими самолигирующими брекетами в мире. В основе разработки лежит запатентованная модель линейного ряда discovery<sup>®</sup>, проверенная годами работы и многочисленными тестами.

И discovery sl, и ее преемник discovery sl 2.0 сочетают максимальную функциональность при минимальном размере для обеспечения эффективного и эстетического лечения.

Миниатюрный размер, гладкие поверхности и лаконичный дизайн discovery<sup>®</sup> sl обеспечивают пациенту превосходный комфорт и оптимальную гигиену.



### **Простой механизм закрывания.**

В основе sl брекетов лежит петлевой механизм закрывания, что обеспечивает простоту открывания и закрывания при использовании специальных sl инструментов. В версии 2.0 появились существенные улучшения функции зажима и открывающего механизма. Встроенный ограничитель зажима между крыльями брекета обеспечивает надежность открывания и защиту от произвольного закрывания при замене дуги.



## Самолигирующие брекеты

### discovery®sl/ассортимент


#### Roth 18

Пазы: 0.46 x 0.64 мм/ 18 x 25 • брекеты на клики с крючками

<b>Торк</b>	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
<b>Ангуляция</b>	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
<b>In/Out</b>	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>718-101-15</b>	<b>718-101-14</b>	<b>718-141-13</b>	<b>718-101-12</b>	<b>718-101-11</b>	<b>718-101-21</b>	<b>718-101-22</b>	<b>718-141-23</b>	<b>718-101-24</b>	<b>718-101-25</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



<b>Торк</b>	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
<b>Ангуляция</b>	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
<b>In/Out</b>	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>718-101-45</b>	<b>718-101-44</b>	<b>718-141-43</b>	<b>718-101-42</b>	<b>718-101-41</b>	<b>718-101-31</b>	<b>718-101-32</b>	<b>718-141-33</b>	<b>718-101-34</b>	<b>718-101-35</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	<b>Артикул 718-101-01</b>
10 контейнеров	200 брекетов	<b>Артикул 718-101-10</b>


#### Roth 22

Пазы: 0.56 x 0.64 мм/ 22 x 25 • брекеты на клики с крючками

<b>Торк</b>	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
<b>Ангуляция</b>	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
<b>In/Out</b>	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>722-101-15</b>	<b>722-101-14</b>	<b>722-141-13</b>	<b>722-101-12</b>	<b>722-101-11</b>	<b>722-101-21</b>	<b>722-101-22</b>	<b>722-141-23</b>	<b>722-101-24</b>	<b>722-101-25</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



<b>Торк</b>	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
<b>Ангуляция</b>	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
<b>In/Out</b>	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>722-101-45</b>	<b>722-101-44</b>	<b>722-141-43</b>	<b>722-101-42</b>	<b>722-101-41</b>	<b>722-101-31</b>	<b>722-101-32</b>	<b>722-141-33</b>	<b>722-101-34</b>	<b>722-101-35</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	<b>Артикул 722-101-01</b>
10 контейнеров	200 брекетов	<b>Артикул 722-101-10</b>

# Самолигирующие брекететы

discovery®sl 2.0 /ассортимент


## McLaughlin-Bennett-Trevisi\*\* 22

Пазы: 0.56 x 0.7 мм/ 22 x 28 • брекететы на клики с крючками

<b>Торк</b>	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
<b>Ангуляция</b>	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
<b>In/Out</b>	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>722-102-15</b>	<b>722-102-14</b>	<b>722-142-13</b>	<b>722-102-12</b>	<b>722-102-11</b>	<b>722-102-21</b>	<b>722-102-22</b>	<b>722-142-23</b>	<b>722-102-24</b>	<b>722-102-25</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



<b>Торк</b>	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
<b>Ангуляция</b>	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
<b>In/Out</b>	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
<b>Ширина</b>	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм
<b>Артикул</b>	<b>722-102-45</b>	<b>722-102-44</b>	<b>722-142-43</b>	<b>722-102-42</b>	<b>722-102-41</b>	<b>722-102-31</b>	<b>722-102-32</b>	<b>722-142-33</b>	<b>722-102-34</b>	<b>722-102-35</b>
<b>Количество</b>	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул <b>722-102-01</b>
-------------	-------------	---------------------------



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

## Самолигирующие брекеты

### Инструменты



**SI - инструмент**

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery<sup>®</sup>sl, системы Roth, а также более простого лигирования

Цвет рукоятки: золотой

Артикул 023-276-00 1 шт

CE



**SI - инструмент**

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery<sup>®</sup>sl 2.0, системы McLaughlin-Bennett-Trevisi, а также более простого лигирования

Цвет рукоятки: серебряный

Артикул 023-277-00 1 шт

CE

## Самолигирующие брекеты

Консультативная поддержка

**discovery® sl демо-брекет**  
Для демонстрации пациентам  
Масштаб 10:1

Артикул 722-101-99 1 шт



**Ортодонтическая демонстрационная модель (типодонт) discovery® sl**

Артикул 892-000-17 1 шт

Прикус по КЛАСС I, Физиологическая окклюзия  
Roth 22

Оборудована:

- discovery® sl самолигирующие металлические брекеты
- Ortho-Cast™ М-серия мини замок-трубка
- rematitan® sl дуги

Пластиковые верхняя и нижняя челюсти, соединенные дугой



**Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® sl 2.0**

Артикул 892-000-19 1 шт

Прикус по КЛАСС I, Физиологическая окклюзия  
McLaughlin-Bennett-Trevisi® 22

Оборудована:

- discovery® sl 2.0 самолигирующие металлические брекеты
- Ortho-Cast™ М-серия мини замок-трубка
- Tensic® sl дуги

Пластиковые верхняя и нижняя челюсти, соединенные дугой



**eu  
New**