

Щечные трубки

Для приварки к кольцам	страница 114
Язычные атачменты для приварки к кольцам	страница 122
Адгезивная техника	страница 124
Адгезивная техника / не содержащие никель* трубки	страница 131
Адгезивная техника / Титановые трубки	страница 132

*В соотв. с ISO 6871-1 (1994)



Примечание:

Размеры трубок

Основная трубка
Паз: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 или
Паз: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Дополнительная трубка
Паз: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Для сегментарных дуг в технике сегментарной дуги
(максимальная рекомендованная толщина проволоки:
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25)

Трубки для лицевой дуги / губных бамперов
ø 1.15 мм / 45

In/Out




0.3 мм

Крючки

Крючки позиционируются мезиально, если только нет специальных указаний!
Легкая идентификация:
+ = верхняя челюсть, - = нижняя челюсть

Фотографии щечных трубок даны только для примера!

Информация может быть легко найдена в каталоге при помощи цветовых кодов

 верхняя челюсть  нижняя челюсть  верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Совершенные по функциональности и дизайну



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■**
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Щечные трубки




Совершенны по функциональности и дизайну

Как и брекет-системы Дентаурум, щечные трубки производятся по последнему слову техники. В зависимости от используемого материала, трубки доступны в различных вариациях: от единичных, не конвертируемых трубок до более сложных тройных комбинированных. Это дает больше возможностей во время лечения. Большинство трубок доступны как для адгезивной техники, так и для техники приварки к кольцам. В этом случае, щечные трубки могут быть приварены к кольцам в соответствии с вашим заказом.

Ortho-Cast™ М-Серия – это последнее поколение щечных трубок. Они обладают идеальными рабочими характеристиками. Благодаря наличию позиционного тоннеля в основании и дополнительного тоннеля для позиционирующего пинцета, фиксация трубок становится невероятно простой. Воронкообразный вход обеспечивает легкое введение дуги. М-Серия также доступна как М-серия mini для 2-ых моляров.





Ortho-Cast™ M-Series

Новое поколение



Ortho-Cast™ M-Series mini

Миниатюрные щечные трубки



Ortho-Cast™

Инновационные MIM щечные трубки



Ortho-Cast™ NF

Не содержат никель*



rematitan®

Единственные трубки, сделанные из чистого титана



Ortho and Standard

Бюджетные щечные трубки



* в соотв. с ISO 6871-1 (1994)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая круглая



Ortho-Cast™

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°	•	4.0 мм	724-080-00	
26-27/47-46		6°	•	4.0 мм	724-081-00	

☞ 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги, техника легких дуг • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°		6.0 мм	725-033-00	Begg
26-27/47-46		6°		6.0 мм	725-034-00	Begg

☞ 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6.0 мм	725-203-00	

☞ 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6.0 мм	725-206-00	

☞ 0483

Паз: 1.15 мм / 45

Двойная круглая



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		0°	•	4.6 мм	726-012-00	
26-27/47-46		0°	•	4.6 мм	726-013-00	
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		4.6 мм	726-011-00	

☞ 0483

Паз: 0.9 мм / 36 окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-016-00	724-116-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-017-00	724-117-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-232-00	724-214-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-233-00	724-215-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-236-00	724-218-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-237-00	724-219-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-020-00	724-120-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-021-00	724-121-00	
47-46	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-014-00	724-114-00	
36-37	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-015-00	724-115-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-092-00	724-094-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	724-093-00	724-095-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-090-00	724-091-00	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-048-00	724-148-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-049-00	724-149-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-234-00	724-216-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-235-00	724-217-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-040-00	724-140-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-041-00	724-141-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	8°	•	4.0 мм	724-044-00	724-144-00	
26-27/47-46	0°	8°	•	4.0 мм	724-045-00	724-145-00	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ 22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-00	Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-00	Standard Edgewise

CE 0483

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм	725-168-00	725-170-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм	725-169-00	725-171-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-308-00	725-306-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	725-309-00	725-307-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-310-00	725-311-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Двойная прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-066-00	724-166-00	
26-27	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-067-00	724-167-00	
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-280-00		
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-281-00		



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 22°	12°	•	4.0 мм	724-064-00	724-164-00	Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
36-37	- 22°	12°	•	4.0 мм	724-065-00	724-165-00	Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
47-46	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-282-00		
36-37	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-283-00		

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 30°	0°	•	4.0 мм	724-062-00	724-063-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3.5 мм	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	0°	0°	•	4.0 мм	724-002-00	724-102-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4.0 мм	724-003-00	724-103-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-057-00	724-157-00	
47-46	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-270-00	724-272-00	Roth
36-37	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-271-00	724-273-00	Roth



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-204-00	724-206-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-205-00	724-207-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	8°	•	4.0 мм	724-004-00	724-104-00	
26-27	0°	8°	•	4.0 мм	724-005-00	724-105-00	
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-028-00	724-030-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-029-00	724-031-00	
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-058-00	724-158-00	
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-059-00	724-159-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-242-00	724-224-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-243-00	724-225-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-150-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-151-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-238-00	724-220-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-239-00	724-221-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-036-00	724-038-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-037-00	724-039-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная комбинированная

Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	0°	•	4.6 мм	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4.6 мм	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/26-27	0°	0°		4.6 мм	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4.6 мм	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4.6 мм	727-368-00	727-388-00	

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	0°	0°	•	4.6 мм	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4.6 мм	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)



Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Тройная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-200-00	724-202-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-201-00	724-203-00	Roth

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 9°	10°	•	4,0 мм	724-068-00	724-070-00	
26-27	- 9°	10°	•	4,0 мм	724-069-00	724-071-00	

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	8°	•	4,0 мм	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 мм	724-061-00	724-161-00	

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	8°	•	4,0 мм	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4,0 мм	724-007-00	724-107-00	
17-16	0°	15°	•	4,0 мм	724-008-00		Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
26-27	0°	15°	•	4,0 мм	724-009-00		Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
17-16	- 10°	8°	•	4,0 мм		724-162-00	
26-27	- 10°	8°	•	4,0 мм		724-163-00	
17-16	- 14°	10°	•	4,0 мм	724-230-00	724-212-00	McLaughlin-Bennett- Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 мм	724-231-00	724-213-00	McLaughlin-Bennett- Trevisi**
17-16	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-266-00	724-268-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-267-00	724-269-00	Roth

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги, гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-180-00	724-182-00	Roth
26	- 14°	14°	•	4,0 мм	724-181-00	724-183-00	Roth

☞ 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Тройная комбинированная

Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	0°	0°		4.6 мм	726-201-00	726-401-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/26-27	0°	6°		4.6 мм	726-203-00		
17-16	0°	0°	•	4.6 мм	726-206-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4.6 мм	726-207-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4.6 мм	726-204-00	726-404-00	
26-27	0°	6°	•	4.6 мм	726-205-00	726-405-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)

Ortho 18

Не конвертируемая • с мезиальным/дистальным крючком • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	0°	0°	•	4.6 мм	726-202-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)

Щечные трубки

Язычные аттачменты для приварки к кольцам



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix открытые

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-010-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-110-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix открытые • с мезиальным / дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-011-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-012-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые • с дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-111-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-112-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix открытые • с дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-016-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-017-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthorama®, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые • с дистальным крючком • с желобком для введения

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-113-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-114-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36

eu
New

Щечные трубки

Язычные атачменты для приварки к кольцам

Кнопки / Техника приварки к кольцам

для эластиков или Dentalastics®.

Вид	Артикул	Количество
Круглое основание, длинная шейка	750-002-00	10 шт
Широкое основание, короткая шейка	750-101-00	10 шт



CE 0483

Посадочная лента / Техника приварки к кольцам

Подходит для всех преформированных бандажных колец

Форма выпуска	Артикул	Количество
На ленте	750-201-00	100 шт



CE 0483

Двойные крючки / Техника приварки к кольцам

Для дополнительных эластиков или пружин

Вид	Форма выпуска	Артикул	Количество
Узкие, для бандажных колец на клыки и премоляры	На ленте	750-602-00	10 шт
Узкие, для бандажных колец на клыки и премоляры	Штучно	750-602-10	10 шт
Широкие, для бандажных колец на моляры	На ленте	750-603-00	10 шт
Широкие, для бандажных колец на моляры	Штучно	750-603-10	10 шт



CE 0483

Крючки с кнопкой / Техника приварки к кольцам

Для эластиков, лигатур и т.д.

Форма выпуска	Артикул	Количество
Штучные	750-701-00	10 шт



CE 0483

Лингвальный крючок для приварки к кольцам / Техника приварки к кольцам

Для эластиков, лигатур и т.д.

Форма выпуска	Артикул	Количество
Штучные	750-401-00	100 шт



CE 0483

Адаптер для введения

Для опоры щечных и лингвальных трубок, в случае наличия несъемных ортопедических конструкций, например, мостовидных протезов и т.п.

750-205-00	10 шт
------------	-------

CE 0483



Щечные трубки

Адгезивная техника

Простые круглые



Ortho

Не конвертируемая • с трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	6.0 мм		725-203-51	

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с пазом для губного бампера / техника лицевой дуги, техника слабой силы • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°	6.0 мм		725-033-50	Begg
26-27/47-46		6°	6.0 мм		725-034-50	Begg

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ M-Series mini 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	0°	•	2.5 мм	724-250-51	724-254-51	Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	0°	•	2.5 мм	724-251-51	724-255-51	Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47	- 10°	0°	•	2.5 мм		724-260-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2.5 мм		724-261-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2.5 мм		724-258-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2.5 мм		724-259-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 30°	0°	•	2.5 мм	724-252-51	724-256-51	Roth
36-37	- 30°	0°	•	2.5 мм	724-253-51	724-257-51	Roth



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	2.5 мм	724-262-51	724-264-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	2.5 мм	724-263-51	724-265-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ M-Series 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	14°	•	3.3 мм	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3.3 мм	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3.3 мм	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3.3 мм	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
46	- 30°	4°	•	3.3 мм	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3.3 мм	818-211-36	822-211-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3.3 мм	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3.3 мм	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ M-Series 22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	10°	•	3.3 мм		822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3.3 мм		822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
46	- 20°	0°	•	3.3 мм		822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3.3 мм		822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Доступно весна-лето 2014



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

125

Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-016-51	724-116-51	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-017-51	724-117-51	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-232-51	724-214-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-233-51	724-215-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-236-51	724-218-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-237-51	724-219-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-020-51	724-120-51	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-021-51	724-121-51	
47-46	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-014-51	724-114-51	
36-37	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-015-51	724-115-51	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-092-51	724-094-51	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	724-093-51	724-095-51	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-090-51	724-091-51	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-048-51		
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-049-51		



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-234-51	724-216-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-235-51	724-217-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-040-51	724-140-51	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-041-51	724-141-51	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с более крупным основанием • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм		724-088-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм		724-089-50	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		4.0 мм	724-090-50		

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальный паз • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-308-50	725-306-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	725-309-50	725-307-50	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		4.0 мм	725-310-50	725-311-50	

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм	725-168-50	725-170-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм	725-169-50	725-171-50	

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ 18

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-280-51		
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-281-51		
Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-282-51		
36-37	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-283-51		

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника

Двойная прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-056-51		
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-057-51		
47-46	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-270-51	724-272-51	Roth
36-37	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-271-51	724-273-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3.5 мм	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Щечные трубки

Адгезивная техника

Двойная комбинированная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-204-51	724-206-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-205-51	724-207-51	Roth



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-242-51	724-224-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-243-51	724-225-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с гингивальной трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-238-51	724-220-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-239-51	724-221-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (гингивальная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho 18

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°		4.6 мм	727-265-50		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника

Тройная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-200-51	724-202-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-201-51	724-203-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-230-51	724-212-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-231-51	724-213-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-266-51	724-268-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-267-51	724-269-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Адгезивная техника / Не содержащие никель трубки*

Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ NF 18/22

Не конвертируемая • не содержит никель* с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 30°	0°	•	3.5 мм	724-562-51	724-563-51	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

*В соотв. С ISO 6871-1 (1994)



Тройная комбинированная

Ortho-Cast™ NF 18/22

Не конвертируемая • не содержит никель* с окклюзионной трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-500-51		Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-501-51	724-503-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

*В соотв. С ISO 6871-1 (1994)



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника/ Титановые трубки

Двойная прямоугольная



rematitan® 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	- 10°	0°		4.0 мм	723-020-00	723-021-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 22°	0°		4.0 мм	723-022-00	723-023-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



rematitan® 18/22

Не конвертируемая • с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46/36-37	- 22°	0°	•	4.0 мм	723-026-00	723-027-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	723-024-00	723-025-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

