

Щипцы | Инструменты

| | |
|--|--------------|
| Щипцы Premium-Line/ Несъемная техника | страница 342 |
| Щипцы Premium-Line/ Съемная техника | страница 350 |
| Щипцы EQ-Line/ Несъемная техника | страница 354 |
| Щипцы EQ-Line/ Съемная техника | страница 356 |
| Щипцы/ Съемная техника | страница 358 |
| Инструменты | страница 359 |
| Диагностика | страница 367 |
| Аксессуары | страница 371 |



Щипцы и инструменты

Лучшее качество для всех областей применения.



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■**
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Щипцы | Инструменты




PREMIUM
LINE
10 year guarantee!

Единая программа для всех областей лечения.

Вне зависимости от направления, будь то ортодонтическая съёмная техника или протезирование, щипцы Дентаурум удовлетворяют даже самым взыскательным требованиям. Используя их, вы всегда будете уверены в качестве и надёжности. Все это делает вашу работу более простой и быстрой.

Сделано в Германии

Мастерство и современные технологии, используемые при изготовлении щипцов Дентаурум, позволяют этим инструментам по праву носить надпись: «сделано в Германии». Именно поэтому щипцы Дентаурум необыкновенно долговечны в использовании.



Premium-Line щипцы

Премиум-качество обеспечивает «премиум» функционирование.

EQ-Line щипцы

Щипцы очень хорошего качества по демократичным ценам.

Стоматологические инструменты

Универсальный ассортимент для ортодонтической практики и лаборатории.



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Специальные щипцы для снятия брекетов, изогнутые 45°

Стерилизуемые

Для снятия брекетов и остатков адгезива.

Режущая поверхность изогнута под углом 45°.

Твердосплавные металлические вставки. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-350-00

1 шт

CE



Щипцы для снятия брекетов, прямые

Стерилизуемые

Для снятия брекетов воздействием между основанием брекета и адгезивом. Твердые металлические вставки.

Заточка производителем.

Длина: 13,0 см

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-346-00

1 шт

CE

eu
New



Щипцы для снятия брекетов

Стерилизуемые

Для снятия брекетов воздействием между основанием брекета и адгезивом. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-349-00

1 шт

CE



Пластиковые вставки

Стерилизуемые

Для щипцов для снятия брекетов артикул 003-349-00 и 045-005-00

Артикул 038-356-00

4 шт

CE



Щипцы для снятия брекетов, изогнутые

Стерилизуемые

Для легкого снятия брекетов с задних зубов.

Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-347-00

1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для снятия брекетов

Стерилизуемые

Для снятия брекетов и остатков адгезива.

С резиновыми вставками. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-349-00

1 шт

CE



Резиновые вставки

Стерилизуемые

Для щипцов для снятия брекетов

артикул 004-349-00.

Артикул 037-355-00

2 шт

CE



Щипцы Оливера-Джонса для снятия колец

Стерилизуемые

С заменяемым пластиковым наконечником. С твердыми металлическими вставками.

Заточка производителем

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 026-347-00

1 шт

CE



Пластиковые наконечники

Стерилизуемые

Для щипцов Оливера-Джонса для снятия колец

артикул 026-347-00 и 045-004-00.

Артикул 039-357-00

10 шт

CE



Щипцы Джонсона для контурирования

Стерилизуемые

С изгибом клюва только с одной стороны.

Для контурирования и адаптации колец и коронок.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-114-00

1 шт

CE



Щипцы для установки сепараторов

Стерилизуемые

Для установки Dentalastics® колец-сепараторов

перед позиционированием

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 015-160-00

1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Щипцы Хоу, прямые

Стерилизуемые

Универсальные щипцы для мультибандажной техники. Благодаря своим узким щечкам, эти щипцы идеально подходят для установки колец с припаянными брекетами особенно в области нижних передних зубов

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-112-00 1 шт

CE



Щипцы Хоу, изогнутые

Стерилизуемые

Эти изогнутые щипцы особенно подходят для области задних зубов. Изгиб предотвращает повреждение губы и особенно хорошо адаптирован к форме зуба.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-111-00 1 шт

CE



Боковые кусачки, Maxi

Стерилизуемые

Твердосплавные вставки. Заточка производителем. Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для обрезания проволоки с максимальными показателями толщины. Максимальная толщина проволоки: Ø 1.0 мм, жёсткая.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-266-00 1 шт

CE



Дистальные кусачки, Mini

Стерилизуемые

Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Утончённый дизайн. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-701-00 1 шт

CE



Дистальные кусачки удлинённые, Mini

Стерилизуемые

С удлинёнными ручками для удобства использования при откусывании дуги. Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Утончённый дизайн. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 14.0 см

Максимальная толщина проволоки \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-702-00 1 шт

CE



Дистальные кусачки, Maxi

Стерилизуемые

Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Усиленная конструкция. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-700-00 1 шт

CE

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Flush кусачки Mini с силиконовым O-образным кольцом**Стерилизуемые**

Для откусывания круглых дуг в работе с брекет-системами
Эластичный держатель удерживающий проволоку благодаря силиконовому O-образному кольцу, артикул 037-356-00.

Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла

Длина: 11,7 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.50 мм / 20

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-705-00 1 шт

CE



eu
New

Flush кусачки Maxi с силиконовым O-образным кольцом**Стерилизуемые**

С удлиненными ручками для более удобного использования при откусывании круглых дуг в работе с брекет-системами. Эластичный держатель удерживающий проволоку благодаря силиконовому O-образному кольцу, артикул 037-356-00. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла.

Длина: 14,2 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.50 мм / 20

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-706-00 1 шт

CE



eu
New

Силиконовые O-образные кольца**Стерилизуемые**

Для Flush кусачек мини и макси артикул 003-705-00 и 003-706-00.

Артикул 037-356-00 10 шт

CE



eu
New

Лигатурные кусачки Mini**Стерилизуемые**

Хороши для точного и аккуратного отрезания мягкой лигатурной проволоки. С твердыми металлическими вставками. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.4 мм, мягкая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 014-151-00 1 шт

CE

**Лигатурные кусачки 45°****Стерилизуемые**

Изогнутые под углом 45° режущие края для наиболее легкого отрезания лигатур, особенно в области задних зубов. С твердыми металлическими вставками. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.4 мм, мягкая.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 014-152-00 1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Боковые кусачки Medium

Стерилизуемые

Черные анодированные. Аккуратное отрезание гарантировано аккуратными режущими кромками. Вставки, сделанные из твердого металла. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 016-153-00

1 шт

CE



Щипцы для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Специальные щипцы для изгибания проволоки при использовании техники «слабой силы».

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-130-00

1 шт

CE



Щипцы Бегга для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Специальные щипцы для изгибания проволоки при использовании техники «слабой силы». Имеют дополнительное режущее устройство. Вкладыши изготовлены из твердого металла.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-130-00

1 шт

CE



Щипцы Энгля/Твида для дуг с прямоугольным сечением

Стерилизуемые

Для создания торка на проволоке по Эджвайз.

Параллельный зажим предотвращает поломку проволоки.

Вкладыши изготовлены из твердого металла.

Максимальная толщина проволоки \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-442-00

1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта

Стерилизуемые

Для позиционирования дуги и изгибания концов дуги.

Аккуратные зубчатые щечки щипцов. С

твердосплавными металлическими вставками. Также

подходят для снятия брекетов.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-120-00

1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта Mini

Стерилизуемые

Очень тонкий дизайн. Для позиционирования дуги и

изгибания концов дуги. Аккуратные зубчатые щечки

щипцов. С твердосплавными металлическими

вставками. Не подходят для снятия брекетов.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-121-00

1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для изгибания проволоки при работе с лингвальной техникой magic®

Стерилизуемые

Для петель и компенсаторных изгибов в проволоке дуги при работе с лингвальной техникой.

Для петель: 1.5; 2.0; 2.5 и 3.0 мм

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-001-00 1 шт

CE



Щипцы Нэнса для изгибания петель

Стерилизуемые

С четырёхшаговыми щёчками для формирования петель разных размеров на проволоке круглого и прямоугольного сечения.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 000-001-00 1 шт

CE



Щипцы Нэнса для закрывающих петель

Стерилизуемые

Применяются для формирования закрывающих петель и как специальные щипцы для кламмеров Адамса.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 001-002-00 1 шт

CE



Щипцы Жарабака для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

С направляющими пазами.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-125-00 1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-350-00 1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки. С индивидуальными заменяемыми твердосплавными вкладышами.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-351-00 1 шт

CE



Твердосплавные вкладыши

Стерилизуемые

Для щипцов Твида артикул 012-351-00.

Артикул 038-357-00 3 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Щипцы Де Ла Росса для контурирования
Стерилизуемые
С направляющими прорезями для формирования круглых и квадратных дуг 16, 18, 22.
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-109-00** 1 шт

CE



Щипцы для формирования дуги
Стерилизуемые
Для индивидуальных конструкций и активации лингвальных / небных участков. Изгибы проволоки, выполненные этими щипцами, проходят через все лингвальные/ небные трубки Ø 2 x 0.9 мм
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-185-00** 1 шт

CE



Щипцы для сжатия и откусывания С - образных зажимов при работе с Гербст TS/SUS2
Стерилизуемые
Для фиксации С-образных зажимов при работе с Гербст TS и SUS².
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-710-00** 1 шт

CE



Щипцы для V-образных изгибов (стопоров) на дугах
Стерилизуемые
Наконечник с V-образным пазом для удерживания и зажатия скользящих/зажимных и стопорных трубок.
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-711-00** 1 шт

CE



Щипцы Энгеля для изгибания проволоки стандартные
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с одной конической и одной пирамидальной щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-139-00** 1 шт

CE



Щипцы Энгеля для изгибания проволоки
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с одной конической и одной пирамидальной щечками. Вставки из твердосплавного металла.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-139-00** 1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для формирования петель Extra mini

Стерилизуемые

Идеально подходят для формирования различных петель и удлинения преформированных дуг для несъемной техники. Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-350-00 1 шт

CE



Щипцы для формирования петель Mini

Стерилизуемые

Для формирования петель и выполнения изгибов на проволоках круглого и прямоугольного сечения.

Максимальная толщина дуги Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-351-00 1 шт

CE



Щипцы для формирования лигатур

Стерилизуемые

Для формирования лигатур.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.3 мм, мягкая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 015-158-00 1 шт

CE



Щипцы Т-образные для формирования дуги

Стерилизуемые

Для сгибания никель-титановых дуг/проволок в области моляров. Щечки, как шип и паз, обхватывают проволоку таким образом, что достаточно всего одного сжатия щипцов чтобы согнуть ее.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.45 мм / 18,

□ 0.41 x 0.56 мм / 16 x 22

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-355-00 1 шт

CE



Щипцы Адерера 3-х зубчатые Extra mini

Стерилизуемые

Для изгибания дуг/проволок при работе с несъемной техникой.

Особенно хорошо работают с NiTi проволоками / дугами, такими как gematitan® "LITE" и Tensic®.

Для проволоки до ø 0.5 мм, жесткой

или □ 0.48 x 0.64 мм / 19 x 25

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-205-00 1 шт

CE



Щипцы для изгибания / отрезания

Лицевой дуги, Magnum

Стерилизуемые

Идеальны для изгибания / отрезания наружных дуг в технике лицевой дуги.

Для проволоки до ø 1.8 мм

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-180-01 1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Съёмная техника



Щипцы для формирования петель Medium

Для сгибания небольших пружин, люверсов и петель
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-053-00 | 1 шт



Щипцы для формирования петель Maxi

Для сгибания пружин, петель и ограничителей
пространства.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, твердая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-233-00 | 1 шт



Щипцы для формирования петель Magnum

Для сгибания пружин Коффина и соединяющих пружин,
веситбулярных дуг и U - образных петель.
Максимальная толщина проволоки Ø: 1.1 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 001-650-00 | 1 шт



Щипцы Адамса Medium

С двумя гладкими прямоугольными щечками. С
твердосплавным покрытием рабочих поверхностей, которые
могут быть заменены производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-515-00 | 1 шт



Щипцы Адамса Medium

С двумя гладкими прямоугольными щечками. Вставки из
твердосплавного металла с направляющими бороздками.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, пружинно жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-515-00 | 1 шт



Щипцы Адамса Maxi

С двумя гладкими прямоугольными щечками.
направляющими желобками.

Длина: 14.5 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-094-00 | 1 шт

Щипцы I Инструменты

Premium-Line щипцы / Съемная техника

Щипцы Адамс Medium

С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой круглой щечками.
Длина: 14.0 см
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-516-00 1 шт



Щипцы Адамс Maxi

С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой круглой щечками.
Вставки из твердосплавного материала.
Длина: 16.0 см
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-095-00 1 шт



Щипцы для изгибания проволоки, широкие

Зазубренные щечки.
Подходят для активации цилиндрических пружин.
С направляющей бороздкой.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 033-452-00 1 шт



Щипцы для изгибания проволоки Maxi

Универсальные щипцы для изгибов и откусывания дуги
Вставки из твердосплавного материала.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм, жесткая
Режет до Ø 0.7 мм жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 013-522-00 1 шт



Универсальные щипцы для изгибов

С зазубренными щечками и направляющей бороздкой.
Твердосплавное покрытие, нанесенное на щечки,
может быть заменено на заводе.
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-290-00 1 шт



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой.
Вставки из твердого металла.
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм,
пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-455-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Съёмная техника



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой. Тонко заточенные.
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **035-455-00** | 1 шт



Щипцы Юнга для формирования петель

Универсальные щипцы для петель различного размера.
Идеальны для вестибулярных дуг.
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **012-074-00** | 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Длина: 12.5 см
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-201-00** | 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Medium

Длина: 13 см
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.9 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-200-00** | 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Maxi

Усиленная конструкция
Длина: 15.5 см
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 1.5 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-202-00** | 1 шт

Premium-Line щипцы / Съемная техника


Щипцы для формирования стреловидных кламеров
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-520-00 1 шт



Щипцы для отгибания стреловидных кламеров
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-521-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Несъемная техника



Щипцы для снятия брекетов
Стерилизуемые
Для снятия брекетов.

Артикул **045-005-00**

1 шт

CE



Пластиковые вставки
Стерилизуемые
Для щипцов для снятия брекетов артикулы 003-349-00 и 045-005-00.

Артикул **038-356-00**

4 шт

CE



Дистальные кусачки
Стерилизуемые
Эти прочные дистальные кусачки имеют дизайн позволяющий отрезать и удерживать отрезанный кусок.
Вставки из твердого металла.
Максимальная толщина проволоки: \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Артикул **045-021-00**

1 шт

CE



Лигатурные кусачки Medium
Стерилизуемые
Для отрезания проволок и дуг. Вставки из твердого металла.
Мы не рекомендуем использовать переднюю треть этих щипцов для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!
Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.70 мм, жесткая

Артикул **045-022-00**

1 шт

CE



Щипцы Оливера-Джонса для снятия колец
Стерилизуемые
С заменяемыми пластиковыми наконечниками.

Артикул **045-004-00**

1 шт

CE



Пластиковые наконечники
Стерилизуемые
Для щипцов Оливера-Джонса для снятия колец.
Артикулы 026-347-00 и 045-004-00

Артикул **039-357-00**

10 шт

CE



Щипцы Хоу, прямые
Стерилизуемые
Универсальные щипцы для мульти-бандажной техники
Благодаря своим тонким щечкам прекрасно подходят для установки колец с припаянными брекетами, особенно в области нижних передних зубов.

Артикул **045-006-00**

1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Несъемная техника

Щипцы Энгля / Твида для дуг с прямоугольным сечением

Стерилизуемые

Для выполнения торкового изгиба на квадратной проволоке (по Эджвайс).

Параллельная ретенция предотвращает компрессию проволоки.

Максимальная толщина проволоки: \square 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Артикул 045-000-00 1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта

Стерилизуемые

Для установки дуги и загибания ее концов. Аккуратные зубчатые щечки щипцов.

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.5 мм, пружинно жесткая

Артикул 045-003-00 1 шт

CE



Щипцы Нэнса для формирования петель

Стерилизуемые

С четырёхшаговыми щечками для изгибания петель различного размера на круглых и прямоугольных дугах.

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, пружинно жесткая

Артикул 045-010-00 1 шт

CE



Щипцы Джарабака для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.5 мм, пружинисто жесткая

Артикул 045-009-00 1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки.

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.5 мм, жесткая

Артикул 045-001-00 1 шт

CE



Щипцы Энгля для нанесения изгибов на дугу

Стерилизуемые

Прочная конструкция щипцов с щечками конической и пирамидальной формы.

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-002-00 1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Съёмная техника



Щипцы для формирования петель Medium
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-012-00 1 шт



Щипцы для формирования петель Maxi
Для формирования ограничителей пространства
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-013-00 1 шт



Щипцы Руланда для формирования петель Magnum
Для сгибания различных пружин, вестибулярных дуг
и петель.
Максимальная толщина проволоки Ø: 1.1 мм, жесткая

Артикул 045-014-00 1 шт



Щипцы Адамса Medium
С двумя гладкими прямоугольными щечками.
С направляющей бороздкой.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-015-00 1 шт



Щипцы Адамса Maxi
С двумя гладкими прямоугольными щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-016-00 1 шт



Щипцы Адамса Maxi
С одной гладкой прямоугольной и одной
гладкой закругленной щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-017-00 1 шт

Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Съемная техника

Щипцы для изгибов Maxi

Максимальная толщина проволоки
Ø: 0.9 мм, жесткая
Режет до Ø : 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-019-00 1 шт



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой.
Остро заточенные.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-018-00 1 шт



Щипцы Юнга для формирования петель

Универсальные щипцы для петель различного размера.
Идеальны для вестибулярных дуг.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-011-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-020-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-007-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Medium

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм,
жесткая

Артикул 045-008-00 1 шт



Щипцы | Инструменты


Щипцы / Съемная техника



Щипцы для изгибания кламеров Адамса

Можно дезинфицировать, но не стерилизовать!

Специальные щипцы для легкого формирования кламеров Адамса за один шаг. Максимальная толщина проволоки \varnothing : 0.7 мм, жесткая



Артикул 012-523-00

1 шт



Кусачки для толстой сетки Magnum

Можно дезинфицировать, но не стерилизовать!

Благодаря специальной конструкции, требуется совсем немного силы для обрезания толстых проволок.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть этих кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины.

Максимальная толщина проволоки \varnothing : 1.3 мм, жесткая

Артикул 044-177-00

1 шт

Ретрактор для губ

Стерилизуемый, минимум 50 x до 121 °C / 249.8 °F

Для эффективной работы без ассистента. С гибким пластиковым контуром.

| Вариация | Материал | Артикул | Количество |
|-----------|----------|------------|------------|
| маленький | пластик | 075-601-00 | 1 шт |
| большой | пластик | 075-600-00 | 1 шт |



CE

Обратный пинцет

Стерилизуемый

Для позиционирования брекетов. Лезвие на конце пинцета может быть использовано и для создания ангуляции при позиционировании брекетов.

Тонкий дизайн.

Артикул 025-277-00 1 шт

CE

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

С длинными ручками для создания ангуляции.

Для позиционирования брекетов. Лезвие на конце пинцета может быть использовано для создания ангуляции при позиционировании брекетов.

Артикул 025-276-00 1 шт

CE

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

Для задних зубов.

Создан специально для позиционирования брекетов и щечных трубок на заднем участке зубного ряда

Артикул 025-279-00 1 шт

CE

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

Специальный дизайн пинцета создан для удобства при позиционировании брекетов и щечных трубок.

Артикул 025-280-00 1 шт

CE


discovery® pearl инструмент для снятия брекетов

Стерилизуемый

Для простого и безопасного снятия керамических брекетов discovery® pearl

Артикул 019-001-00 1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Инструменты



sl-Инструмент

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery® sl, Система Roth, и легкого лигирования дуги.

Цвет ручки: золото

Артикул **023-276-00** 1 шт

CE



sl-Инструмент

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery® sl 2.0,

Система McLaughlin-Bennett-Trevisi*, и легкого лигирования дуги

Цвет ручки: серебро

Артикул **023-277-00** 1 шт

CE

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



LinguBall Инструмент

Стерилизуемый

Для легкого и нетравматичного удаления избытков адгезива во время прямого и непрямого позиционирования брекетов в вестибулярной и лингвальной техниках.

Артикул **023-275-00** 1 шт

CE



Скалер и досадчик колец, двухсторонний

Стерилизуемый

С одной стороны острый скальвующий конец для удаления остатков адгезива и цемента.

С другой - зазубренный конец, предназначен для фиксации колец.

Артикул **027-349-00** 1 шт

CE



Инструмент для размещения сепарационных штрипсов

Стерилизуемый

Инструмент - держатель для сепарационных штрипсов.

Для заглаживания выступающих краев пломбы и сепарации.

В набор входят 6 штрипсов (двухсторонние)

Артикул **018-000-00** 1 набор

CE



Штрипсы сепарационные

Стерилизуемые

Для держателя штрипсов артикул 018-000-00.

| Ширина | Покрытие | Артикул | Количество |
|--------|---------------|-------------------|------------|
| 4 мм | двухстороннее | 018-001-00 | 12 шт |
| 4 мм | одностороннее | 018-002-00 | 12 шт |

CE

Ножницы

Для обрезания тонких металлических колец.

| Вариант | Артикул | Количество |
|-----------|------------|------------|
| прямые | 007-024-00 | 1 шт |
| изогнутые | 008-025-00 | 1 шт |



Инструмент для досаживания колец Эби (Band seater)

| | |
|--------------------|------|
| Артикул 051-023-00 | 1 шт |
|--------------------|------|

Дезинфицируемый

Материал: нержавеющая сталь

CE

С изогнутым наконечником для работы с задней группой зубов.

Устройство для кругового защелкивания.

Давление для посадки в пределах: 0.8- 10 Н (примерно 80-1000 г)

Примечание: съемный наконечник можно стерилизовать



Твердосплавный металлический наконечник

Стерилизуемый

Для досадчика колец Эби артикул 051-023-00

| Вариант | Артикул | Количество |
|-----------|------------|------------|
| изогнутые | 051-024-00 | 1 шт |
| прямые | 051-025-00 | 1 шт |



CE

Инструмент для досаживания колец, пластиковый (Band seater)

| | |
|--------------------|------|
| Артикул 026-355-00 | 1 шт |
|--------------------|------|

Стерилизуемый при максимуме 180 °C / 356 °F

CE

С треугольным зубчатым твердосплавным наконечником.



Инструмент для досаживания колец (Band seater)

| | |
|--------------------|------|
| Артикул 003-006-00 | 1 шт |
|--------------------|------|

Стерилизуемый

Большая поверхность оловянной вкладки.

CE



Щипцы | Инструменты

Инструменты



Инструмент для досаживания колец на моляры (Band seater)

Стерилизуемый при максимуме 140 °C / 284 °F
С заменяемой пластиковой головкой и твердосплавным металлическим треугольным наконечником.

Артикул 026-354-00

1 шт

CE



Пластиковая головка с твердосплавным металлическим треугольным наконечником

Стерилизуемый при максимуме 140 °C / 284 °F
Для досадчика колец на моляры артикул 026-354-00.

Артикул 026-357-00

1 шт

CE



Инструмент для досаживания колец Мершона (Band pusher)

По Mershon
Стерилизуемый
С зубчатым прямоугольным наконечником и ручкой анатомической формы. Для хорошей передачи усилия при позиционировании кольца.

Артикул 024-300-00

1 шт

CE



Позиционер для брекетов

Стерилизуемый
Упрощает позиционирование брекетов на зуб на нужную высоту, так чтобы дистанция между пазом и режущим краем была одинаковой.

Артикул 030-390-00

1 шт

CE



Позиционер для брекетов

Упрощает позиционирование брекетов на зуб на нужную высоту, так чтобы дистанция между пазом и режущим краем была одинаковой.

С карандашными стержнями

Не для внутриротового использования!

Артикул 030-391-00

1 шт



Защитные колпачки

Для позиционера для брекетов артикул 030-391-00.

Не для внутриротового использования!

Цвет: белый

Артикул 030-392-00

4 шт

Иглодержатель Medium (Зажим Мэтью)

По Mathieu

Стерилизуемый

Идеально подходит для лигирования. Удобная и практичная конструкция с зубчатыми щечками.

Артикул 000-030-00 1 шт

CE



Иглодержатель Medium с кольцом для пальца (Зажим Бачмана)

По Bachmann

Стерилизуемый

Легкое лигирование с постоянным давлением среднего пальца. Так же может быть использован для лигирования шин при переломе челюсти. С зубчатыми щечками.

Артикул 000-035-00 1 шт

CE



Иглодержатель Mini (Зажим Мэтью)

По Mathieu

Стерилизуемый

С особо тонкими зубчатыми щечками. Для Dentalastics® эластичных лигатур.

Не подходит для металлических лигатур.

Артикул 000-031-00 1 шт

CE



Щипцы Mosquito без крючка

Стерилизуемые

Щипцы для размещения эластичных лигатур Dentalastics®

Артикул 000-730-00 1 шт

CE



Щипцы Mosquito с крючком

Стерилизуемые

Для размещения эластичных лигатур Dentalastics®

Артикул 000-731-00 1 шт

CE



Щипцы magic® Mosquito, изогнутые

Стерилизуемые

Для размещения и лигирования эластичных лигатур Dentalastics® и эластической цепочки magic® SUPER Elasto-Force, особенно для лингвальной техники.

Артикул 000-732-00 1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Инструменты



Лигатор

Стерилизуемый

Инструмент для быстрого лигирования полной дуги и создания восьмеркообразных лигатур. Y-образная форма наконечника упрощает скручивание лигатур. Максимальная толщина проволоки Ø: 0.3 мм, мягкая

Артикул 023-284-00

1 шт

CE



Аксессуары для лигатора (артикул 023-284-00)

Стерилизуемые

| Обозначение | Артикул | Количество |
|---|------------|------------|
| Твердосплавный металлический наконечник | 023-286-00 | 1 шт |
| Катушка | 023-285-00 | 1 шт |
| Отвертка | 023-287-00 | 1 шт |

CE



Инструмент для наложения лигатур

Стерилизуемый

Инструмент для затягивания и укорачивания длинных преформированных лигатур.

Артикул 022-274-00

1 шт

CE



Инструмент для наложения лигатур, двухсторонний

Стерилизуемый

Для изгибания и адаптации лигатурной проволоки.

Артикул 021-273-00

1 шт

CE



Дистальный изгибатель Лангера, двухсторонний

По Langer

Стерилизуемый

Прочный инструмент для загибания концов дуги. Рукоятка Ø: 8 мм

Артикул 019-000-00

1 шт

CE

Формирователь дуги без торка

Для формирования прямых простых дуг из прямоугольных проволок. Для прямоугольных проволок (Эджвайз):

- ☑ 0.41 мм / 16
- ☑ 0.43 мм / 17
- ☑ 0.46 мм / 18
- ☑ 0.51 мм / 20
- ☑ 0.56 мм / 22

Цвет: синий

Артикул 004-180-00 1 шт

**Формирователь дуги с торком / 16**

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.41 x 0.41 мм / 16 x 16
- в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: красный

Артикул 004-186-00 1 шт

**Формирователь дуги с торком / 16 x 16**

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.41 x 0.41 мм / 16 x 16
- в 0°, 10°, 16° и 23° торк

Специально разработан для техники Ricketts®.

Цвет: зеленый

Артикул 004-187-00 1 шт

**Формирователь дуги с торком / 18**

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
- в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: золотой

Артикул 004-182-00 1 шт

**Формирователь дуги с торком / 22**

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28
- в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: серебряный

Артикул 004-184-00 1 шт

**LinguForm формирователь дуг**

Для формирования прямых простых дуг из круглых и прямоугольных проволок для лингвальной техники.

- ∅ 0.35 мм / 14, ☑ 0.35 мм / 14
- ∅ 0.41 мм / 16, ☑ 0.41 мм / 16
- ∅ 0.46 мм / 18, ☑ 0.46 мм / 18
- ∅ 0.48 мм / 19, ☑ 0.48 мм / 19
- ∅ 0.51 мм / 20, ☑ 0.51 мм / 20

Цвет: серебряный

Артикул 004-190-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Инструменты



Измеритель давления и растяжения

Ручное устройство для измерения уровня растяжения и сжатия в полости рта. Компрессионная сторона с направляющим пазом и вилкой.

Другая сторона для растяжения с крючком. Шкалы для измерения с двух сторон.

Диапазон измерения: 25–500 г

| | |
|--------------------|------|
| Артикул 006-013-00 | 1 шт |
|--------------------|------|



Измерительный прибор (Динамометр)

Для измерения давления и растяжения.

| Диапазон измерения | Артикул | Количество |
|--------------------|------------|------------|
| 25-250 г | 040-711-00 | 1 шт |
| 50- 500 г | 040-712-00 | 1 шт |
| 100- 1000 г | 040-713-00 | 1 шт |

Штангенциркуль Бирендонка

По Beerendonk

С тонкими длинными концами. Подходит для измерения модели.

Артикул 042-750-00 1 шт



Штангенциркуль (дизайн Мюнчера)

Со сверхтонкими концами.

Для внутри и внеротового измерения.

Для линейных измерений на модели.

Артикул 042-751-00 1 шт



Ортодонтическая линейка

По Bernklau

Стерилизуемая

Материал: нержавеющая сталь

Отлично подходит для всех диагностических измерений, как внутриротовых, так и на модели.

Артикул 044-730-01 1 шт

CE



Клиновидный измеритель

Для проверки расстояний на небных расширителях.

Артикул 043-720-00 1 шт



Линейка (Измеритель дуг)

Материал: пластик

Для измерения вестибулярных дуг, кламеров Адамса, небных штанг и т.д.

Цвет: белый

Артикул 766-000-00 1 шт



Линейка (дизайн Мюнчера)

Стерилизуемая

Материал: нержавеющая сталь

С полу миллиметровыми и миллиметровыми делениями.

Длина: 15 см

Артикул 044-731-00 1 шт

CE



Измерительная сетка Шмуса

По Schmuth

Для измерения зубной дуги. С одной стороны экрана нанесена красная шкала 1x1 см, с другой черная 1 см x 2 мм. Когда шкалы, нанесенные на сетку, совмещаются относительно друг друга, достигается точное измерение расстояния.

Артикул 003-366-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Диагностика



Ортометрический набор Коркхауза

По Korkhaus

Набор с ортометром, диском с миллиметровым делением, диском с сантиметровым делением и кронциркулем.

Артикул 029-360-01 | 1 набор



Ортометр

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-364-00 | 1 шт



Кронциркуль

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-361-01 | 1 шт



Сантиметровый диск

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-362-00 | 1 шт



Миллиметровый диск

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-363-00 | 1 шт



Кронциркуль Коркхауза для трехмерного измерения

по Korkhaus

Позволяет проверить прямое и пространственное перемещение зуба с помощью простого измерения на модели.
Не для внутриротового использования!

Артикул 028-353-00 | 1 шт



Кронциркуль

Стандартный дизайн.

Для исследования модели, измерения ширины зуба на модели
Не для внутриротового использования!

Артикул 030-395-02 | 1 шт

Наконечники для штангенциркуля

Для штангенциркуля артикул 030-395-02.

Артикул 030-396-00 1 шт



Фиксирующий винт

Для штангенциркуля артикул 030-395-02.

Артикул 030-397-00 1 шт



Набор для изучения цефалометрических рентгеновских снимков

В комплект входят:

- 4 чертежных карандаша толщиной \varnothing 0.5 мм
- 1 упаковка (= 12 штук) красных стержней
- 1 упаковка (= 12 штук) зеленых стержней
- 1 упаковка (= 12 штук) синих стержней
- 1 транспортир

Артикул 075-400-01 1 набор



Диагностическая линейка-транспортир

Материал: пластик

Для изучения рентгеновских снимков.

Размеры: 153 x 38 мм

Цвет: прозрачный

Артикул 004-367-00 1 шт



Чертежный транспортир-шаблон, стандартный

Материал: пластик

Прозрачный шаблон с транспортиром и символами зубов.

Для изучения рентгеновских снимков.

Размеры: 207 x 132 мм

Цвет: прозрачный

Артикул 004-368-00 1 шт



Чертежный транспортир-шаблон

По Ricketts*

Материал: пластик

Для изучения рентгеновских снимков.

С мм шкалой, транспортиром и вырезанными контурами зубов для прорисовывания.

Размеры: 197 x 74 мм


Цвет: прозрачный, бесцветный.

Артикул 004-369-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Диагностика



Шаблоны (графареты) для дуг Пента

По Ricketts®

Материал: пластик

Для определения формы Пента дуги

Размеры : 30,3 x 21,6 см

Цвет : прозрачный, бесцветный.

Артикул **004-373-00** 1 шт



Чертежная фольга

Для рентгеновских снимков. Одна сторона матовая, другая блестящая. Отрывной блокнот

| Размеры | Артикул | Количество |
|----------------|-------------------|------------|
| 17.5 x 23.5 см | 075-100-00 | 100 шт |
| 24 x 30 см | 075-101-00 | 100 шт |



Блок чертежной фольги

Для рентген-аппаратов.

Одна сторона матовая, другая блестящая

Размеры: 18 x 24 см

Артикул **075-102-00** 50 шт

Щипцы I Инструменты

Аксессуары

Поддерживающее и защитное масло для щипцов и инструментов.

Поддерживающее и защитное масло для щипцов и инструментов. Наносить перед стерилизацией.

Артикул 055-201-00 50 мл

CE



Подставка для проволок и щипцов

Материал: пластик

С 6 тубусами для прямых проволок.

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Цвет: прозрачный, бесцветный

Высота: прибл. 13 см

Ширина: прибл. 18 см

Артикул 055-101-01 1 шт



Подставка для щипцов

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь

| Подходит для | Материал | Цвет | Длина | Артикул | Количество |
|------------------|----------|------------------------|---------|------------|------------|
| прибл. 7 щипцов | пластик | прозрачный, бесцветный | 13.0 см | 055-000-00 | 1 шт |
| прибл. 14 щипцов | пластик | прозрачный, бесцветный | 25.0 см | 055-100-00 | 1 шт |



Лоток для щипцов

Материал: пластик

Для 15 щипцов

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Размеры: 30 x 20 x 6.5 см (Ш x Д x В)

Цвет: белый

Артикул 055-105-00 1 шт



Стенд для боров с магнитным держателем

Частично пластиковый

• постоянный магнит обеспечивает надежную фиксацию инструментов

• магнитный держатель без инструментов

• не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь

Артикул 089-430-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Аксессуары



Лоток для боров

Материал: пластик

- для 12 боров или абразивных камней

Лоток для боров, инструменты в комплект не входят

- ось Ø: 2.35 мм

• не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Цвет: полупрозрачный, бесцветный.

| | |
|---------------------------|------|
| Артикул 089-431-00 | 1 шт |
|---------------------------|------|



Карандаш для маркировки

Восковый карандаш

Цвет: белый

| | |
|---------------------------|------|
| Артикул 043-700-00 | 6 шт |
|---------------------------|------|



Маркирующий карандаш

перманентный

| Цвет | Артикул | Количество |
|---------|-------------------|------------|
| черный | 043-800-00 | 1 шт |
| красный | 043-900-00 | 1 шт |

